

INHALATIONSGERÄT COMPACT PLUS

apornorm®
die marke der apotheke

Für
Sparfüchse
mit und ohne
Rezept!



Best.-Nr. 047940
PZN 17823266
Hilfsmittel-Nr. 14.24.01.0900



Vielfältige Anwendungsbereiche

Inhalationstherapie bei Asthma, Bronchitis, COPD und Behandlung von Erkältungsbeschwerden sowie allergisch bedingten Atemwegserkrankungen (Heuschnupfen, Pollen-, Hausstauballergie)



Universell einsetzbar

Für Anwendende jeden Alters – geeignet für Babys, Kinder und Erwachsene



Verneblungsmenge (TOR)

95,8 % < 5 µm
0,40 ml/Min. (NaCl 0,9 %)



Gute Materialbeschaffenheit

Gerätegehäuse und Zubehörtteile sind frei von Phthalaten und Bisphenol A



Kurze Inhalationszeit

Unter 7 Minuten für 2,5 ml
Inhalationslösung NaCl 0,9 %



5 Jahre Garantie

Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile, Batterien und Zubehör gemäß Angaben in der Gebrauchsanweisung



Partikelgröße 2,08 µm (MMAD)

Für obere und untere Atemwege



Effektive Verneblung

mit allen gängigen Inhalationslösungen (auch Kortikosteroiden)



Geräuschpegel

von 51,5 dB



Leichte Bedienung

durch Ein-Knopf-Bedienung für eine einfache Handhabung

LIEFERUMFANG: Kompressor-Inhalationsgerät, Vernebler inkl. Zerstäubereinheit, Kinder- und Erwachsenenmaske, Mund- und Nasenstück, Luftschlauch, 5 Ersatzfilter, Aufbewahrungsbeutel, Gebrauchsanweisung

Optional erhältlich – Silikon-Kindermasken & Babywinkel

Silikon-Kindermaske Gr. L

Maskenvertikale: 8,5 cm (ab 3 Jahre)
Best.-Nr. 047934 | PZN 14358604

Silikon-Kindermaske Gr. M

Maskenvertikale: 6,5 cm (1-3 Jahre)
Best.-Nr. 047933 | PZN 16399547

ACHTUNG: Die Altersangaben bei den Masken sind nur grobe Richtwerte. Babys und Kinder sind in Ihrer Entwicklung sehr individuell, weshalb eine Einschätzung der richtigen Maskengröße sehr schwierig ist.



=



Kombination Babywinkel:

Ermöglicht das Abwinkeln der Inhalationsmasken über 45°, ohne dass dabei Inhalationslösung ausläuft. Somit ist die Inhalation selbst im Liegen kein Problem. Der Babywinkel ist damit die ideale Ergänzung für Babys, Kleinkinder oder auch bettlägerige Patient*innen.

Silikon-Kindermaske Gr. S

Maskenvertikale: 5,0 cm (0-12 Monate)
Best.-Nr. 047932 | PZN 14358596

Babywinkel

Best.-Nr. 047396 | PZN 13169605

Technische Daten:

Verneblungsmenge (TOR)	0,40 ml/Min. (NaCl 0,9%)
Partikelgröße (MMAD)	2,08 µm
	95,8% < 5 µm NaCl 0,9%
Füllmenge Verneblereinheit	min. 2 ml, max. 8 ml
Restmenge (Totvolumen)	≤ 0,5 ml
Geräuschpegel	51,5 dB
Gewicht	1.200 g
Abmessungen (B x H x T mm)	160 x 161 x 90
Länge Netzkabel	1,8 m

Max. Luftfluss	15 l/Min.
Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz / 150 VA
Betriebsdauer	30 Min. EIN / 30 Min. AUS
Betriebsbedingungen	10 bis 40 °C (10-95% relative max. Luftfeuchtigkeit)
Lager- & Transportbedingungen	-20 bis 60 °C (10-95% relative max. Luftfeuchtigkeit)
Verweis auf Normen	EN13544 4, EN60601-1, EN60601-2, EN6060-1-6, IEC60601-1-11