

Sartorius®-Drucker: Waagen-Kompatibilität



Sartorius® Drucker YDP 20-OCE
Best.-Nr. 030212

Dateneingang Drucker
RS-232 (9-polig m)

**Nutzbar für folgende
Waagen-Modelle**

Alle Modell der **apotec® Entris II Essential**
Alle Modelle der **apotec® Entris II Advance**

Datenausgang Waage
RS-232 (9-polig w)

Zusätzlich wird benötigt:

Verbindungskabel Drucker zu Waage

Best.-Nr. 030335

Netzteil für Drucker

Best.-Nr. 030217

Alle Modelle der **apotec® Quintix**
Alle Modelle der **apotec® Secura**

Datenausgang Waage
Mini-USB

Zusätzlich wird benötigt:

Verbindungskabel Drucker zu Waage

Best.-Nr. 030275

Netzteil für Drucker

Best.-Nr. 030217

Alle Modelle der **apotec® I / S**
Alle Modelle der **Sartorius® ED / BP / CP**

Datenausgang Waage
RS-232 (25-polig w)

**Verbindungskabel Drucker zu Waage im
Lieferumfang enthalten! Ein Netzteil für den
Drucker wird nicht benötigt!**



Sartorius® Drucker YDP 30
Best.-Nr. 030331

Dateneingang Drucker
USB-Typ B

**Nutzbar für folgende
Waagen-Modelle**

Alle Modell der **apotec® Entris II Essential**
Alle Modelle der **apotec® Entris II Advance**

Datenausgang Waage:
USB-Typ C

Zusätzlich wird benötigt:

Verbindungskabel Drucker zu Waage

Best.-Nr. 030332

**Das Netzteil für den Drucker ist im
Lieferumfang des Druckers enthalten!**