

Clotrimazol 1% in Wasserhaltiger hydrophiler Salbe DAB (freie Rezeptur)

Charakteristik:

Hydrophile Creme, O/W-Emulsion mit weicher Konsistenz

Rezepturbestandteile:

- | | |
|--|---------|
| 1. Clotrimazol | 0,75 g |
| 2. Wasserhaltige hydrophile Salbe DAB (frisch hergestellt) | 74,25 g |

Unser Beispiel beschreibt die Herstellung von 75g in einer 100g TOPITEC® Kruke. Für andere Mengen ergeben sich abweichende Mischzeiten, bitte beachten Sie daher unbedingt unsere Empfehlungen auf der Seite R. 4.

Herstellung:

Tara der **TopiTec®** Kruke mit Werkzeugwelle, aufgeschobenem Hubboden und anhängender Mischscheibe notieren. In die 100g **TOPITEC®** Kruke zuerst ca. 35g Grundlage einwiegen. Danach das Clotrimazol dazugeben. Bitte achten Sie beim Einbringen in die Kruke darauf, den Wirkstoff (mikrofeine Substanz) nicht genau mittig/zentriert auf die Grundlage „aufstreuen“ sondern etwas seitlich von der Mitte versetzt.

Die restliche Grundlage zu 75,0g ergänzen, der Wirkstoff soll von der Wasserhaltigen hydrophilen Salbe DAB bedeckt sein. Anschließend Hubboden beim Einsetzen möglichst tief auf die eingewogenen Bestandteile schieben. Kruke in den Schlitten einspannen.

Systemparameter	5:00 Minuten
	1000 UpM

Endproduktprüfung:

Weiße, weiche Creme mit schwachem, charakteristischem Geruch, die keine Agglomerate enthalten darf, wohl aber fein verteilte Luftblasen.