



# Immer auf dem neusten Stand mit dem kostenlosen Newsletter von

# TOPITEC®

1 von 1

**Aktuelle  
Herstellungsempfehlung!**

## HYDROPHILE HYDROCORTISON-CREME 0,25% 50,0 g NRF 11.36.

**Charakteristik:** Hydrophile Creme (O/W-Emulsion)

### Rezepturbestandteile:

Hydrocortison (mikronisiert)	0,125 g
Basiscreme DAC	zu 50,0 g

Weitere wichtige Informationen siehe NRF 11.36.

### Herstellung aus mikrofeinem Pulver:

Tara der aponorm® Drehdosierkruke (TOPITEC® Kruke/Spenderdose) einschließlich des Hubbodens mit eingeschobener Werkzeugwelle und anhängender Mischscheibe dokumentieren. Die Einwaage der Bestandteile erfolgt im „Sandwich-Verfahren“, d. h. die Hälfte (ca. 25,0 g) der Basiscreme DAC einwiegen und glattstreichen. Hydrocortison auf der Analysenwaage mit Hilfe einer Wägeunterlage\* einwiegen (Tara der Wägeunterlage notieren) und anschließend in der Kruke am Krukenrand rundum verteilen. Dann restliche Grundmenge zu 50,0 g ergänzen. Beim Verschließen der TOPITEC® Kruke – für den nachfolgenden luftarmen Mischvorgang – bitte darauf achten, den Hubboden möglichst tief auf die eingewogenen Bestandteile herunter zu schieben.

### TOPITEC® AUTOMATIC

#### Systemeinstellungen:

4:00 Minuten : 1500 UpM

### TOPITEC® TOUCH

Bitte wählen Sie die Einstellung „Creme weich“, 50 g

Systemeinstellungen (sind bereits hinterlegt):

1. Stufe 0:30 Minuten : 2000 UpM
2. Stufe 3:00 Minuten : 1000 UpM

### Inprozessprüfung:

Weiche, weiße Creme, die bei visueller Betrachtung gleichmäßig beschaffen erscheint, ohne erkennbare Feststoffagglomerate. Durch Ausstreichen einer kleinen Menge Creme als dünne Schicht auf einer Glasplatte (WEPA Best.-Nr. 013500 Glasplatte für Inprozesskontrolle) kann die Qualität der Rezeptur hinsichtlich sichtbarer Teilchen beurteilt werden.

### Anmerkungen/Tipps:

\*Die genutzte Wägeunterlage für das Hydrocortison wird rückgewogen, wobei der angezeigte Wert des ggf. noch anhaftenden Wirkstoffes nicht größer als 1% (=0,00125 g) der Wirkstoffmasse sein darf (s. Hinweis aus Monographie NRF 11.36. Zubereitung, Pkt.1., Inprozessprüfung).

- Bei Herstellung der Creme im TOPITEC® Mischsystem kann der Zusatz Mittelkettiger Triglyceride entfallen.
- Bitte berücksichtigen Sie eine mögliche Einwaagekorrektur des mikronisierten Hydrocortison-Pulvers.
- Die tatsächliche Reihenfolge der Einwaagen (Sandwich-Verfahren!) sollte dementsprechend auch tatsächlich protokolliert werden.
- Bitte kopieren Sie zum Verbleib in der Apotheke das Herstellungsprotokoll.
- Es wurden Rezepturausgangsstoffe der Fa. CAELO® verwendet.

### Servicecenter TOPITEC® Kompetenzteam

WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG · Am Fichtenstrach 6-10 · 56204 Hillscheid

Claudia Schwan

cschwan@wepa-apotheckenbedarf.de

T 02624 107-146

F 02624 107-7146

Barbara Gombert

bgombert@wepa-apotheckenbedarf.de

T 02624 107-145

F 02624 107-7145



WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG, 56204 Hillscheid, T 02624 107-361, F 0800 5252500 (Bestell-Fax, gebührenfrei)  
info@wepa-apotheckenbedarf.de, www.wepa-dieapothekenmarke.de

