

Klassifizierung: Mischsystem	Klassifizierung: Mischsystem	Klassifizierung: Mischsystem
Hauptzielgruppe: · Apotheken mit mittlerem - hohem Rezepturaufkommen · ohne Anspruch an neue Technik	Hauptzielgruppe: · Apotheken mit mittlerem - hohem Rezepturaufkommen · mit Anspruch an neue Technik	Hauptzielgruppe: · Apotheken mit mittlerem - hohem Rezepturaufkommen · mit Anspruch an die neueste Technik
Maße (BxHxT mm): 240 x 675 x 240	Maße (BxHxT mm): 280 x 710 x 280	Maße (BxHxT mm): 286 x 733 x 377
Farbe: weiss RAL 9010 blau RAL 5013	Farbe: · Perlnachtblau · Perlmuttweiss · Perlorange	Farbe: · Perlnachtblau · Perlmuttweiss
Funktionen		
Krukenerkennung: ✗	Krukenerkennung: ✗	Krukenerkennung: ✓
GMP-gerechten Herstellung: ✓	GMP-gerechte Herstellung: ✓	GMP-gerechte Herstellung: ✓
Einbindung in QMS-gerechte Dokumentation: ✓	Einbindung in QMS-gerechte Dokumentation: ✓	Einbindung in QMS-gerechte Dokumentation: ✓
Rezeptur-Herstellung: (bis 500 g) ✓	Rezeptur-Herstellung: (bis 500 g) ✓	Rezeptur-Herstellung: (bis 500 g) ✓
Defekture-Herstellung: (bis 1.000 g) ✓	Defekture-Herstellung: (bis 1.000 g) ✓	Defekture-Herstellung: (bis 1.000 g) ✓
Umdrehung/Drehzahl: 300 - 3.000 UpM	Umdrehung/Drehzahl: 300 - 3.000 UpM	Umdrehung/Drehzahl: 300 - 3.000 UpM
Hubarmführung: automatisch	Hubarmführung: automatisch	Hubarmführung: automatisch
Erhältliches Zubehör		
<ul style="list-style-type: none"> · Tubenfüller (Rezeptur-Gefäße) · Pulvermischsystem · Defektursystem 	<ul style="list-style-type: none"> · Halbfeste Arzneiformen (Schüttelmixturen - Pasten) · Tubenfüller (Rezeptur-Gefäße) · Pulvermischsystem · Defektursystem 	<ul style="list-style-type: none"> · Halbfeste Arzneiformen (Schüttelmixturen - Pasten) · Tubenfüller (Rezeptur-Gefäße) · Pulvermischsystem · Defektursystem

Jeder auf seine Art perfekt!

TOPITEC®

 	 	 
Weitere Detailinformationen		
Herstellung im geschlossenen System: ✓	Herstellung im geschlossenen System: ✓	Herstellung im geschlossenen System: ✓
Schnittstelle für PC-Anbindung: ✓	Schnittstelle für PC-Anbindung: ✓	Schnittstelle für PC-Anbindung: ✓
Anbindung an TOPITEC® DokuManager: ✓	Anbindung an TOPITEC® DokuManager: ✓	Anbindung an TOPITEC® DokuManager: ✓
Anbindung an apotec® LabXpert: ✓	Anbindung an apotec® LabXpert: ✓	Anbindung an apotec® LabXpert: ✓
Multi-Touch-Panel Display: ✗	Multi-Touch-Panel Display: ✓	Multi-Touch-Panel Display: ✓
10,1 Zoll Farbdisplay: ✗	10,1 Zoll Farbdisplay: ✗	10,1 Zoll Farbdisplay: ✓
Unterbrechungs- und Pausenfunktion: ✓	Unterbrechungs- und Pausenfunktion: ✓	Unterbrechungs- und Pausenfunktion: ✓
Vorinstallierte Mischparameter und Rezepturen : ✗	Vorinstallierte Mischparameter und Rezepturen : ✓	Vorinstallierte Mischparameter und Rezepturen : ✓
Archivfunktion und Speichermöglichkeit eigener Favoriten: ✓	Archivfunktion und Speichermöglichkeit eigener Favoriten: ✓	Archivfunktion und Speichermöglichkeit eigener Favoriten: ✓
Parkfunktion: Rezepturen eingeben und später produzieren: ✗	Parkfunktion: Rezepturen eingeben und später produzieren: ✗	Parkfunktion: Rezepturen eingeben und später produzieren: ✓
Integrierte Kamera zur Rezepturcodierung für die schnelle Gerätebedienung und Krukenrückverfolgung: ✗	Integrierte Kamera zur Rezepturcodierung für die schnelle Gerätebedienung und Krukenrückverfolgung: ✗	Integrierte Kamera zur Rezepturcodierung für die schnelle Gerätebedienung und Krukenrückverfolgung: ✓