



TOPITEC®

PRÄZISION IN
JEDER MISCHUNG -
TOPITEC®
MISCHSYSTEME



Qualität beginnt bei der perfekten Mischung



Unsere TOPITEC® Geräte sind die perfekte Lösung, um Sie im täglichen Arbeitsalltag zu unterstützen. In der Apotheke ist Zeit oft ein kostbares Gut, und es wird immer schwieriger, den steigenden Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden. Besonders im Bereich der Rezepturerstellung ist es entscheidend, stets auf dem neuesten Stand zu sein.

Sie bieten weit mehr als nur die Standardanforderungen für die Herstellung halbfester Zubereitungen. Beispielsweise erleichtert Ihnen das praktische Pulvermischsystem die Kapselherstellung erheblich. Auch Rezepturen, die nicht in einer Kruke abgegeben werden können und in eine Tube umgefüllt werden müssen, gelingen mühelos mit den TOPITEC® Rezepturgefäßen.

Think Big: Stellen Sie sich vor, nicht jede gleichlautende Verordnung einzeln herstellen zu müssen. Mit TOPITEC® ist das möglich! Unsere Defektursysteme erlauben es Ihnen, bis zu 1.000 g in einem Arbeitsgang herzustellen und direkt umzufüllen – schnell, einfach und effizient.

TOPITEC® kann all das – und noch viel mehr – zuverlässig und wirtschaftlich für Sie erledigen. Die TOPITEC® Mischsysteme nehmen Ihnen Arbeit ab, sodass Sie sich voll und ganz auf Ihre Kunden konzentrieren können.

Sie haben die Wahl – wir die Lösung

Ganz gleich, ob Sie sich für den TOPITEC® EXPERT, den TOPITEC® TOUCH oder den TOPITEC® AUTOMATIC entscheiden – wir bieten Ihnen das passende Gerät, das genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Alle TOPITEC® Systeme überzeugen durch folgende Leistungen:



ZL-zertifizierte Qualität
WEPA Apothekenbedarf nimmt regelmäßig an den ZL-Ringversuchen teil, um die Empfehlungen der Mischparameter sowie die Qualität der Rezepturen bestätigen zu lassen.



GMP-gerechte Herstellung
Die Einhaltung der GMP-Richtlinien ist für uns selbstverständlich – in allen Bereichen von Hygiene, Technologie, Herstellungssicherheit und Dokumentation.



Herstellung im geschlossenen System
Die Arbeit im geschlossenen System dient dem Arbeitsschutz während der Herstellung. Reproduzierbare und standardisierbare Abläufe sorgen für ein optimales Rezepturarzneimittel für Ihre Kunden.



Flexibilität in der Rezeptur
Mit TOPITEC® ist es ebenso leicht, in großem Maßstab zu denken wie Kleinmengen zu produzieren – dank Krukengrößen von 20 bis 1.000 Gramm.



Qualität made in Germany
Alle TOPITEC® Geräte werden bei uns inhouse entwickelt und in Deutschland produziert. Das sichert Ihnen im Bedarfsfall eine erstklassige Ersatzteilversorgung.




Arzneimittelsicherheit durch Lasercodierung
Oft sind es die kleinen Details, die den großen Unterschied ausmachen – wie der Matrixcode auf den TOPITEC® Kruken, der eine lückenlose Rückverfolgbarkeit von der Auslieferung bis zur Abgabe an den Kunden ermöglicht.



Ein Plus an Arbeitssicherheit
Durch das geschlossene System werden Kreuzkontaminationen verhindert – und mögliche Expositionen des Herstellenden mit gefährlichen Stoffen reduziert. Außerdem ermöglicht die LabXpert-Anbindung eine reibungslose Dokumentation, bzw. Rückverfolgbarkeit.



Easy für den Anwender
Mit den TOPITEC® Kruken haben Anwender den Dreh raus – denn mit dem drehbaren Boden werden Cremes sehr genau dosiert – ohne die Kruke zu öffnen.



Ihre Vorteile noch einmal auf einen Blick



Sie sparen Zeit
Schnelle und einfache Herstellung im geschlossenen System
Cleveres Zusatz-Equipment




Einfach zu bedienen
Intuitive Handhabung – das Gerät erklärt sich (fast) von selbst
Alles im Blick – dank der großen Displays beim TOPITEC® Expert und Touch
Moderne Antriebstechnik – verlässliche Funktion



TOPITEC® bietet Sicherheit
Durch einen Matrixcode auf den Kruken ist die Rückverfolgbarkeit gewährleistet
ZL-zertifizierte Qualität durch teilvalidierte Systemparameter
GMP-gerechte Herstellung

Jeder auf seine Art PERFECT



Mischsystem	EXPERT	TOUCH	AUTOMATIC
Hauptzielgruppe	Apotheken mit mittlerem bis hohem Rezepturaufkommen mit Anspruch an die neueste Technik	Apotheken mit mittlerem bis hohem Rezepturaufkommen mit Anspruch an neue Technik	Apotheken mit mittlerem bis hohem Rezepturaufkommen ohne Anspruch an neue Technik
Maße (BxHxT mm)	286 x 733 x 377	280 x 710 x 280	240 x 675 x 240
Farbe	Perlnachtblau, Perlmutterweiß	Perlnachtblau, Perlmutterweiß, Perlorange	weiß RAL 9010, blau RAL 5013
Funktionen			
Krukenerkennung	✓	✗	✗
GMP-gerechte Herstellung	✓	✓	✓
Einbindung in QMS-gerechte Dokumentation	✓	✓	✓
Rezeptur-Herstellung (bis 500 g)	✓	✓	✓
Defektur-Herstellung (bis 1.000 g)	✓	✓	✓
Umdrehung/Drehzahl	300 - 3.000 UpM	bis 3.000 UpM	bis 3.000 UpM
Hubarmführung	automatisch	automatisch	automatisch
Automatische Schlitterrückführung	✓	✓	✗
Erhältliches Zubehör			
Tubenfüller (Rezepturgefäße 50 g, 100 g, 200 g)	✓	✓	✓
Pulvermischsystem	✓	✓	✓
Defektursystem	✓	✓	✓
Weitere Detailinformationen			
Herstellung im geschlossenen System	✓	✓	✓
Schnittstelle für PC-Anbindung	✓	✓	✓
Anbindung an TOPITEC® DokuManager	✓	✓	✓
Anbindung an apotec® LabXpert	✓	✓	✓
Multi-Touch-Panel Display	✓	✓	✗
10,1 Zoll Farbdisplay	✓	✗	✗
Unterbrechungs- und Pausenfunktion	✓	✓	✓
Vorinstallierte Mischparameter und Rezepturen	✓	✓	✗
Archivfunktion und Speichermöglichkeit eigener Favoriten	✓	✓	✓
Parkfunktion: Rezepturen eingeben und später produzieren	✓	✗	✗
Integrierte Kamera zur Rezepturcodierung für die schnelle Gerätebedienung und Krukenrückverfolgung	✓	✗	✗



Rezepturen in ihrer schönsten Form

Der TOPITEC® EXPERT verspricht höchsten Bedienkomfort und mit dem großen Display haben Sie immer alles im Blick.

Die integrierte Kamera und der Matrix-Code auf den TOPITEC® Kruken sorgen für einfache Reproduzierbarkeit und Zeitersparnis in der Herstellung.

Er verfügt über viele Anschlussmöglichkeiten zur Anbindung an Peripherie-Geräte.


3 JAHRE GARANTIE

LabXpert kompatibel

Farbvarianten




Display
10 Zoll Farbdisplay für eine ermüdungsfreie Bedienung



Handling
Flexibilität durch neuartigen Aufnahmering
Optimiertes Mischgefäß-Handling




Kamera
Kamera erkennt Kruken am Matrix-Code und wählt dazu passende Mischparameter aus
Sehr schnelle Eingabe ohne Verwechslung



Technik
Moderne Antriebstechnik
Sehr leise
Einfachere Handhabung der Einspannvorrichtung



Datenbank
Teilvalidierte Rezepturempfehlungen im Bereich „Modellrezepturen“, oder in den 6 Grundlagenkategorien, führen Sie schnell und sicher zu den passenden Mischparametern
Das haben wir für Sie überprüft!



Standards definieren
Speichern Sie Ihre eigenen Mischparameter und arbeiten Sie reproduzierbar und standardisiert
Dank komfortabler Texteingabe finden Sie Ihre eigenen Rezepturen schnell und können direkt starten

TOPITEC® EXPERT	Best.-Nr.	Gewicht (kg)	Maße (HxBxT) in mm	Energieverbrauch (kWh)
weiß	026721	19	733,5 x 286 x 377	1,8
blau	026720	19	733,5 x 286 x 377	1,8

Reagiert auf jede Berührung

TOPITEC® TOUCH bietet eine zeitgemäße Technologie für die Apotheke.

Effizienz und Hygiene im geschlossenen System, simple und intuitive Bedienung, standardisierte und teilvalidierte Herstellungsanweisungen ...

So gehen Reproduzierbarkeit und Top-Qualität heute.

3 JAHRE GARANTIE

LabXpert kompatibel

Farbvarianten



PRODUKTVIDEO
TOPITEC® TOUCH
youtube.com/user/wepavideo

TOPITEC® TOUCH	Best.-Nr.	Gewicht (kg)	Maße (HxBxT) in mm	Energieverbrauch (kWh)
blau	026620	18,5	710 x 280 x 280	1,8
weiß	026621	18,5	710 x 280 x 280	1,8
orange	026622	18,5	710 x 280 x 280	1,8

Schließt die Lücke zwischen Rezeptur und QMS

Mit dem TOPITEC® AUTOMATIC können Sie verschiedene Mischvorgänge durchführen und auf 99 Speicherplätzen hinterlegen.

Die automatische Führung der Kruken während des Mischens, ermöglicht eine luftarme Verarbeitung.

Durch die vorhandene serielle Schnittstelle, schließt der TOPITEC® Automatic die Lücke zwischen Rezeptur und QMS. schließt auch der TOPITEC® AUTOMATIC die Lücke zwischen Rezeptur und QMS.

3 JAHRE GARANTIE

LabXpert kompatibel

Farbvarianten



PRODUKTVIDEO
TOPITEC® AUTOMATIC
youtube.com/user/wepavideo

TOPITEC® AUTOMATIC	Best.-Nr.	Gewicht (kg)	Maße (HxBxT) in mm	Energieverbrauch (kWh)
blau	025620	16,5	680 x 240 x 240	0,4
weiß	025621	16,5	680 x 240 x 240	0,4


Der Podcast für alle,
die in der Apotheke arbeiten.

MÖRSE.
KITTEL.
BEIPACKZETTEL.

Alle 4 Wochen eine neue Folge mit Themen rund um die Apotheke.



NEWSLETTER
wepa.cloud/weiteres/newsletter/



Aktuelle Herstellungsempfehlungen unterstützen Sie bei der Arbeit mit Ihrem TOPITEC® Mischsystem. Abonnieren Sie unseren Themen-Newsletter, um nichts mehr zu verpassen.



Viele Plattformen,
viele Möglichkeiten...

... um über TOPITEC® etwas zu erfahren!
Was ist für mich vielleicht interessant?
In unseren diversen Kanälen finden Sie neben den aktuellen Terminen zu spannenden Live Web-Seminaren auch die Aufzeichnungen bereits vergangener Web-Seminare, hilfreiche Tipps & Tricks, Rezepturen und vieles mehr. Sie verpassen somit nichts mehr und haben auch on demand immer die Möglichkeit auf Weiterbildung.

Vorbeischaun lohnt sich
und ist ganz einfach!



TOPITEC®

Die Anlaufstelle für alle TOPITEC® Nutzer. Ohne Anmeldung – direkt alle Infos im Blick! Ein ständig wachsendes Angebot an Support Videos, Herstellungstipps und hilfreichen Unterlagen, gepaart mit tollen Aktionen. Das bietet die TOPITEC® Website.



WEPA.shop

Entdecken Sie die WEPA Produktvielfalt auch online. Bestellen Sie Ihre Packmittel ganz einfach und schnell nach oder gestalten Sie den Aufdruck Ihrer individuellen TOPITEC® Kruken.

WEPA.school

Auf unserem Fortbildungsportal finden Sie aktuelle Termine zu Web-Seminaren, sowie Aufzeichnungen und E-Learnings.

Die Registrierung und Nutzung der WEPA.school ist kostenlos.



WEITERBILDUNGSANGEBOT
www.wepa.school



TOPITEC® Kruke

Farbvarianten



Die **TOPITEC® Kruke** steht für Qualität, Sicherheit und daraus resultierende Kundenzufriedenheit.

Mit ihr erfolgt die Herstellung der Rezeptur direkt in der Kruke, die nach der Inprozesskontrolle sicher und GMP-gerecht verschlossen wird. Der Kunde kann seine hergestellte Rezeptur durch eine einfache Drehbewegung am Krukenboden hygienisch entnehmen. So wird eine Verunreinigung mit dem Finger oder Spatel verhindert.

Die lückenlose Rückverfolgbarkeit des Packmittels garantiert zusätzliche Sicherheit für Sie und Ihre Kunden.

Material: PE

Inhalt	Best.-Nr. Farbe rot/weiß	Best.-Nr. Farbe weiß/weiß	Best.-Nr. Farbe blau/weiß
20 g	035250	099235	035230
30 g	035251	099236	035231
50 g	035252	099237	035232
100 g	035253	099238	035233
150 g	035255	099245	035235
200 g	035254	099239	035234



TOPITEC® OV Kruke

Die **TOPITEC® OV Kruke** ist ideal für sehr feste Rezepturen, z. B. mit Zinkpaste als Grundlage, die aus einer Spenderkruke nur schlecht entnommen werden können und mikrobiell wenig anfällig sind. Auch gut geeignet für galenisch instabile Rezepturen, von denen sich z. B. Öl abscheidet, das aus einer Spenderdose austreten könnte.

Material: PE

Inhalt	Best.-Nr.
50 g	033152
100 g	033153



Hygienische und einfache Entnahme mit beiliegendem Salbenspatel



Kruken Zubehör

Weitere Informationen in unserem Shop:



Sinnvolle Ergänzungen für die Drehdosierkruken



TOPITEC® Mischscheiben

Geeignet für die TOPITEC® Kruken und TOPITEC® OV Kruken. Lagerung in einer praktischen Aufbewahrungsbox. Die einzelnen Mischscheiben können direkt mit der Werkzeugwelle aus der Box entnommen werden.

Material: POM

20/30 g _____ Best.-Nr. **025690**
50-200 g _____ Best.-Nr. **025691**

TOPITEC® Dosierhülse

Dient als Füllstandskontrolle und zeigt dem Anwender an, dass die Rezeptur bald aufgebraucht ist. Dazu wird die Hülse vor dem Verschließen auf die Kruken spindle geschoben.

Material: PP

_____ Best.-Nr. **035275**

TOPITEC® Salbenkanüle

Ermöglicht eine einfache Applikation an schwer zugänglichen Stellen, z.B. zum Aufbringen auf die Kopfhaut oder zur Anwendung an der Nase.

_____ Best.-Nr. **035270**

TOPITEC® Reduzierelement

Zur Entnahme kleinerer Rezepturmengen aus der TOPITEC® Kruke oder bei niedrigviskosem Inhalt durch einen Auslassdurchmesser von 2,5 mm.

Material: PP

_____ Best.-Nr. **035271**





Die perfekte Ergänzung – Zusatz-Equipment zum TOPITEC®

TOPITEC® ist nicht nur ein Mischsystem. Das praktische und durchdachte TOPITEC® Zusatz-Equipment schafft zusätzlich echten Mehrwert für Sie und Ihre Kunden.



TOPITEC® Rezepturdosen zur Herstellung, Aufbewahrung und Abgabe von Rezepturen im größeren Maßstab.

Material: PP

300 g _____ **Best.-Nr. 035260**

500 g _____ **Best.-Nr. 035261**



TOPITEC® Defekturdose zur Herstellung und Aufbewahrung von halbfesten Zubereitungen von 1.000 g geeignet.

Material: PP

_____ **Best.-Nr. 035263**



Die TOPITEC® Rezepturgefäße 50 g, 100 g und 200 g:

Sie sind für die Herstellung von halbfesten Zubereitungen konzipiert, die aufgrund ihrer Zusammensetzung oder ihrer Viskosität nicht in einer TOPITEC® Kruke oder anderen Kunststoffgefäßen aus Polyethylen oder Polypropylen abgegeben werden können – oder für Arzneimittel, die wegen einer therapeutisch sinnvollen Anwendung in einer Tube oder Flasche mit speziellen Applikationshilfen verpackt werden sollen.

Material: PE

50 g _____ **Best.-Nr. 025707**

100 g _____ **Best.-Nr. 025696**

200 g _____ **Best.-Nr. 025669**



Das TOPITEC® Defektur-System eignet sich für die Herstellung größerer Rezepturansätze bis zu 1.000 ml. Die im Lieferumfang beinhaltete Abfüllvorrichtung wurde so konzipiert, dass sie über gängige Rezepturwaagen positioniert werden kann. Der Abfüllhahn am Herstellungsgefäß gewährleistet ein bequemes Abfüllen bzw. dosieren der Rezepturen in kleinere Gefäße und direkt in Tuben.

Material: Edelstahl

Best.-Nr. 025650



Das TOPITEC® Pulvermischsystem eignet sich zur schnellen und mühelosen Herstellung von Pulver- und Granulatmischungen in 100 g, 500 g und 1.000 g Gefäßen und bietet eine große Zeitersparnis bei der Herstellung größerer Mengen. Es ist eine echte Hilfe bei der Kapselherstellung!

Material: Pulvermischsystem Edelstahl, Kruken PP

Best.-Nr. 025720

Die perfekte Ergänzung – Packmittel zum TOPITEC® Rezepturgefäß

Sie verarbeiten dünnflüssige Schüttelmixturen, instabile Cremes, zähviskose Pasten oder lichtempfindliche Wirkstoffe wie z.B. Dithranol und wollen diese Rezepturen in einem anderen Primärpackmittel als der TOPITEC® Kruke an Ihre Patienten abgeben?

Die geschlossene Bauweise der Gefäße ermöglicht die Verarbeitung auch sehr dünnflüssiger Zubereitungen, die für eine therapeutisch sinnvolle Anwendung z.B. in Flaschen umgefüllt werden sollen.

Und natürlich kann auch direkt nach dem Mischen, und zudem nahezu verlustfrei, in Tuben umgefüllt werden.

Besser geht es nicht!

Welches Packmittel soll es sein ...



Die **aponorm® Aluminiumtuben** sind aus Reinaluminium nach DIN EN 573-3, konisch und mit M9-Gewinde komplett mit Schraubverschluss. Sie eignen sich zur Abgabe und Entnahme von halbfesten niedrigviskosen Zubereitungen bis hin zu Pasten.

7 ml	Best.-Nr. 036120
15 ml	Best.-Nr. 036121
25 ml	Best.-Nr. 036122
35 ml	Best.-Nr. 036123
60 ml	Best.-Nr. 036124
90 ml	Best.-Nr. 036126
120 ml	Best.-Nr. 036125



Die **Kunststofftuben** weiß eingefärbt mit rotem aufgeschraubtem Klappverschluss aus LDPE, Gewinde M15. Zu befüllen mit den Rezeptur-Füllladaptern.

35 ml	Best.-Nr. 036032
75 ml	Best.-Nr. 036033
125 ml	Best.-Nr. 036034



Die **Schüttelmixturflasche** aus HDPE, weiß. Die Flaschen verfügen über eine hohe Dichtigkeit, sind praktisch einhändig zu betätigen und besonders gut für Emulsionen geeignet.

100 ml	Best.-Nr. 605200
250 ml	Best.-Nr. 605201
500 ml	Best.-Nr. 605203

Die **aponorm® Tropfflaschen** mit Gewinde nach DIN 168 - GL 18. Komplet mit eingesetztem Staubschutzstopfen aus Polyethylen (PE) natur. Zwei volle Gewindgänge garantieren einen dichten Verschluss. Zur Abgabe von flüssigen und niedrigviskosen Arzneimitteln.

10 ml	Best.-Nr. 032370
20 ml	Best.-Nr. 032372
30 ml	Best.-Nr. 032373
50 ml	Best.-Nr. 032374
100 ml	Best.-Nr. 032376



Die bewährten **Mega-Spender** in weiß. Sie liegen gut in der Hand und eignen sich zum Befüllen mit dünnflüssigen Gelen bis hin zu viskosen Cremes. Beim Herunterdrücken des Dosierkopfes wird ein Vakuum erzeugt, und ein spezielles Ventilsystem verhindert den Kontakt des Inhaltes mit der Umgebungsluft.

50 ml	Best.-Nr. 036020
100 ml	Best.-Nr. 036021

LabXpert – die Komplettlösung für Labor & Rezeptur mit Geräteanbindung apotec® connect

Interesse an einem **kostenlosen Probemonat?** (Best.-Nr. 026750)

Zur Software:
labxpert.pharma4u.de



Best.-Nr.
026751

Arbeitsprozesse von Hand dokumentieren war gestern. Mit der LabXpert-Software von pharma4u prüfen, analysieren, kontrollieren und protokollieren Sie einmal – und können auf Basis dieser Parameter Ihre Rezepturen sicher herstellen und reproduzieren.

Unser **WEPA Fach-Tipp:** Verwenden Sie die Software LabXpert zusammen mit unserem apotec® connect, denn dieser dient als zentrale Schnittstelle zwischen Software LabXpert und Ihren elektronischen Labor- und Rezepturgeräten.



Bei der Software handelt es sich um ein Produkt von pharma4u. Beim Kauf von LabXpert gehen Sie einen Vertrag mit pharma4u ein.



Mischsysteme

apotec® connect

apotec® connect –
automatische Datenübertragung
von Mischparametern an Ihr
TOPITEC® System

Ihr TOPITEC® Mischsystem wird mit Hilfe des apotec® connect netzwerkfähig. Dazu wird Ihr TOPITEC® per USB an den apotec® connect angeschlossen.

Der nächste Schritt lautet, dass Sie die Mischparameter in die LabXpert-Software eingeben. Nutzen Sie dazu die TOPITEC®-Rührparameter-Bibliothek für eine automatisierte Eingabe und sparen Sie Zeit. Sobald Sie diese eingegeben haben, können die Daten nun an das TOPITEC® Mischsystem übermittelt werden. Dies unterstützt Sie bei der Herstellung in gleichbleibender Qualität. Ein Fortschrittsbalken informiert Sie ständig über die noch verbleibende Verarbeitungsdauer.

Best.-Nr.
026740

GEBEN SIE DER INDIVIDUALREZEPTUR IHR GESICHT



Inhalt	Best.-Nr. Farbe rot/weiß Druck 1 c	Best.-Nr. Farbe weiß/weiß Druck 1 c, 2 c, 4 c	Best.-Nr. Farbe blau/weiß Druck 1 c, 2 c, 4 c
20 g	721110	721101	721120
30 g	721111	721102	721121
50 g	721112	721103	721122
100 g	721113	721104	721123
150 g	721114	721105	721124
200 g	721115	721106	721125

in 4 Schritten zum eigenen Kruken-Design

Bitte loggen Sie sich immer zuerst ein.

1. Gehen Sie auf www.wepa.shop und wählen Sie in der Kategorie „Druckartikel“ die gewünschte Unterkategorie „Packmittel“.
2. Wählen Sie die gewünschte Kruke aus und klicken Sie anschließend auf „Artikel gestalten“.
3. Gestalten Sie den Artikel nach Ihren Wünschen. Fügen Sie Ihr Logo ein und passen Sie Text, Schriftart, -farbe & -position an.
4. Gestaltung abschließen, freigeben und bestellen.

Ihre WEPA Services



Persönlich und verbindlich

Über 50 kompetente WEPA Fachberater unterstützen und beraten Sie vor Ort – in Ihrer Apotheke!



Gebührenfreies Bestell-Fax

+49 (0)800 5252500 Deutschland
+43 (0)800 366630 Österreich



Service-Center

+49 (0)2624 107-361 Deutschland
+43 (0)800 366631 Österreich



WEPA Shop

Unsere Produktauswahl finden Sie auch online im [wepa.shop](#)



Druckservice – all inclusive

WEPA individualisiert Produkte und Werbemittel mit Ihrem Apothekenaufdruck. Inklusiv Gestaltungsservice und ohne zusätzliche Vorkosten.



Versandkostenfreie Lieferung

Ab einem Bestellwert von 100,00 €



Der neue WEPA Account

Die Lösung für eine einfache und effiziente Nutzung unserer digitalen Services.

Die Vorteile:

- Zentraler Login
- Einfache Kontaktdatenpflege
- Benutzerpflege

Zukünftig haben Sie die Möglichkeit, mit nur einem Login auf alle WEPA Services zuzugreifen. Egal ob Einkaufen im WEPA Onlineshop (ab Winter 2024) oder die Temperaturüberwachung des apotec® Kühlschranks (funktioniert mit der 2. Generation der apotec® Kühlschränke).

Einen Account können Sie hier erstellen: [account.wepa.online](#)



WEPA School

Auf unserem Fortbildungsportal finden Sie aktuelle Termine zu Web-Seminaren, sowie Aufzeichnungen und E-Learnings.

Die Registrierung und Nutzung der WEPA.school ist kostenlos: <https://wepa.school/>

FOLLOW US!

@wepaapothekenbedarf



Es gelten unsere AGB (siehe [wepa.shop/agb](#)). AEP zzgl./AVP inkl. MwSt. - Abkürzungen siehe [wepa.shop/abk](#). Anpassungen, Druckfehler und Irrtum behalten wir uns vor - Ab einem Auftragswert von 100 € liefern wir versandkostenfrei



DIE APOTHEKENMARKE

WEPA Apothekenbedarf
GmbH & Co KG
D-56204 Hillscheid
[www.wepa-apothekenbedarf.de](#)



[www.wepa.shop](#)

T +49 (0)2624 107-361

F +49 (0)800 5252500 (gebührenfrei)

info@wepa-apothekenbedarf.de



STAND 08/2024
BEST.-NR. 050774