

Leistungsumfang Basis-Tarif SMART

Wartungs-Service-Vereinbarung Bestandskunden _____ **544,50 €**
Art.-Nr. 085081 (1. Besuch) & 085082 (2. Besuch)
 (zwei Besuche/Wartungsjahr) (pro Besuch je 272,25 €)

Wartungs-Service-Vereinbarung Neukunden _____ **598,00 €**
Art.-Nr. 085071 (1. Besuch) & 085072 (2. Besuch)
 (zwei Besuche/Wartungsjahr) (pro Besuch je 299,00 €)
 Aufwandspauschale Bestandsaufnahme erstes Besuchsjahr _____ **einmalig 127,00 €**

• **Ausstattungscheck Labor-Rezeptur**

- ✓ Inventur der gängigen Geräte und Laborutensilien
- ✓ Überprüfen der Eichfristen von Waagen und Thermometern
- ✓ Inkl. Dokumentation

• **Funktionscheck Labor-/Herstellungsgeräte¹**

- ✓ Umfassende Zustandsprüfung von
 - Magnetrührer Sichtprüfung, Funktionsprüfung
 - Schmelzpunktbestimmer Sichtprüfung, Funktionsprüfung, Kontrolle mittels Prüfsubstanz
 - Refraktometer Sichtprüfung, Funktionsprüfung, Reinigung, Prüfung mittel Prüfsubstanz
 - Mikroskop Sichtprüfung, Funktionsprüfung
 - Stereolupe Sichtprüfung, Funktionsprüfung
 - Leinsamenschroter Sichtprüfung, Funktionsprüfung, Reinigung des Mahlkopfes (falls erforderlich)
 - Dreiwalzenstuhl Sichtprüfung, Funktionsprüfung und Reinigung (falls erforderlich)
 - UV-Lampe Sichtprüfung, Funktionsprüfung
 - TOPITEC®-Mischsystem Sichtprüfung, Funktionsprüfung, Reinigung (falls erforderlich), Kontrolle der Referenzfahrt, Drehzahlmessung
 - Wasserbad Sichtprüfung, Funktionsprüfung Heizung, Reinigung (falls erforderlich)
 - Trockenschrank Sichtprüfung, Funktionsprüfung Heizung
 - Säurebox Überwachung Granulatwechsel
 - Labor-Autoklav Sichtprüfung
 - testo 206-pH2 Sichtprüfung, Funktionsprüfung mittels Pufferlösung

• **Prüfung Fein-/Präzisionswaagen¹**

- ✓ Sichtprüfung, Funktionsprüfung und Reinigung (falls erforderlich) der Rezeptur-, Analysen-, Tee- oder Defekturwaagen (bis zu 4 Stück²)
- ✓ Unterstützung bei der Eichanmeldung (Formularerstellung für Nacheichung von Waagen)

• **Prüfung Absaugvorrichtung/ Laborabzug¹**

- ✓ Sichtprüfung, Funktionsprüfung und Lufttechnische-Prüfung gemäß BetrSichV.

• **Prüfung Medizin-Kühlschränke¹**

- ✓ Temperaturkontrolle, Sichtkontrolle (bis zu 2 Kühlschränke²)

• **Prüfung Leitern/Tritte¹**

- ✓ Prüfung gemäß BetrSichV auf Betriebssicherheit nach DGUV Information 208-016 (bis zu 5 Stück²)

• **Prüfung Sicherheitskennzeichnungen¹**

- ✓ Prüfung gängiger Hinweise und Gefahrenschilder, wie z.B. Fluchtwegkennzeichnung, Erste Hilfe, Unfallverhütung, persönliche Schutzausrüstung etc.

• **Ersatzgeräte-Service**

- ✓ Innerhalb 48 Stunden (soweit verfügbar)

• **5 % Preisnachlass auf Ersatzteile**

• **2 Besuche im Wartungsjahr**

- ✓ nach vorheriger Avisierung
- ✓ Inkl. Anfahrtskosten

²Zusatzkosten für weitere Bestandsgeräte

Beschreibung	Best.-Nr.	Preis
WSV - Zusatzleistung Präzisionswaagen	085066	45,00 €
WSV - Zusatzleistung MED-Kühlschränke	085067	35,00 €
WSV - Zusatzleistung Leitern + Tritte	085064	15,00 €

¹Sofern bei den aufgeführten Geräten keine maximale Stückzahl (z. B. „bis zu“) angegeben ist, bezieht sich die genannte Menge auf ein einzelnes Gerät. Darüber hinausgehende Geräte werden nach tatsächlichem Aufwand auf Basis des gültigen Stundensatzes von 98,50€ abgerechnet. Dies gilt gleichermaßen für Beratungsleistungen, die über das übliche Maß von ca. 15 Minuten pro Besuch hinausgehen. Reparaturleistungen bedürfen einer gesonderten Beauftragung. Etwaige Kosten für Ersatzteile sind nicht inbegriffen.

AEP in € je Stück zzgl. ges. gelt. MwSt. · AVP in € je Stück inkl. ges. gelt. MwSt. · Stand 06/2025 · ME = Mengeneinheit · VE = Verpackungseinheit · PE = Preiseinheit · In allen Preisen sind die Rabatte bereits berücksichtigt Angebote gelten solange Vorrat reicht und in handelsüblichen Apothekenabsatzmengen. Es gelten unsere AGB. Unsere Angebote sind freibleibend. Preisadjustungen, technische Änderungen, Material- oder Modelländerungen sowie Druckfehler und Irrtum behalten wir uns vor. Einzelpreise können aufgrund von Auf-/Abrundungen von Paket-/Displaypreisen abweichen. Ab einem Warenwert von 100,00 € liefern wir frei Haus.

Leistungsumfang WSV Zusatztarife (fakultativ)

• **Wartung Feuerlöscher**

- ✓ Wartung von bis zu 4 Feuerlöschern (Intervall-Zeitraum 2 Jahre)³
- ✓ Inkl. Dokumentation
- ✓ Durchführung durch externes Partnerunternehmen
 - ▶ **Best.-Nr.: 085051: 118,- €/2 Jahre³**
 - ▶ **Zusatzkosten für jeden weiteren Feuerlöscher Best.-Nr. 015230: 27,50 €/Gerät**

• **Wartung apotec® Rezepturwerkbank¹**

- ✓ Funktionskontrolle, Sichtprüfung
- ✓ Messtechnische Partikelprüfung
- ✓ Inkl. Dokumentation
 - ▶ **Best.-Nr. 085057: 149,- €/Jahr**

• **Überprüfung Gefahrstoffschränke¹**

- ✓ Sicherheitstechnische Überprüfung gem.
- ✓ EG-Richtlinie 89/391/EWG / ArbSchG / ArbStättV
- ✓ Jährliche Prüfung eines Gefahrstoffschranks
- ✓ Durchführung durch externes Partnerunternehmen
 - ▶ **Best.-Nr.: 085058: 207,- €/Jahr**

• **E-Check/DGUV V3-Prüfung**

- ✓ Prüfung von ortsveränderlichen Elektrogeräten nach DIN EN 50699 (VDE 0702) (z. B. Computer, Kaffeemaschine, Mehrfachstecker)
- ✓ Durchführung durch externes Partnerunternehmen
- ✓ Durchführung durch qualifizierte Elektrofachkraft
 - ▶ **Best.-Nr.: 085177: 590,- €/bis 75 Geräte⁴ (7,87 €/Gerät)
7,50 €/Gerät (ab dem 76. Gerät)⁴**

Leistungen auch buchbar ohne WSV - Preise auf Anfrage.

Beschreibung	Best.-Nr.
Überprüfung Gefahrstoffschrank ohne WSV	016170
Gasabzugprüfung TKD ohne WSV	085111
Prüfung Refraktometer TKD ohne WSV	085113
Prüfung Schmelzpt. TKD ohne WSV	085115
apotec® Rez.-Werkbankprüfung ohne WSV	085132
TOPITEC® Prüfung ohne WSV	085150
E-Check (DGUV V3-Prüfung) ohne WSV	085178
Prüfung Service-Waage	085065

¹Sofern bei den aufgeführten Geräten keine maximale Stückzahl (z. B. „bis zu“) angegeben ist, bezieht sich die genannte Menge auf ein einzelnes Gerät. Darüber hinausgehende Geräte werden nach tatsächlichem Aufwand auf Basis des gültigen Stundensatzes von 98,50€ abgerechnet. Dies gilt gleichermaßen für Beratungsleistungen, die über das übliche Maß von ca. 15 Minuten pro Besuch hinausgehen. Reparaturleistungen bedürfen einer gesonderten Beauftragung. Etwaige Kosten für Ersatzteile sind nicht inbegriffen.

²zzgl. 4,50 € je Feuerlöscher-Innenprüfung nach BetrSichV (nur bei Fälligkeit); Ersatzteile nicht im Preis inbegriffen.

⁴inkl. Anfahrt, Arbeitszeit, Prüflaketten und Prüfprotokolle. Es erfolgt eine jährliche Preisanpassung um 3,5%. Bei einer Fehlerquote <2% wird der Prüfrhythmus verkürzt. Hinweis: Diese Dienstleistung ist ortsgebunden und gilt nur für die jeweilige beauftragte Apotheke.

AEP in € je Stück zzgl. ges. gelt. MwSt. · AVP in € je Stück inkl. ges. gelt. MwSt. · Stand 06/2025 · ME = Mengeneinheit · VE = Verpackungseinheit · PE = Preiseinheit · In allen Preisen sind die Rabatte bereits berücksichtigt Angebote gelten solange Vorrat reicht und in handelsüblichen Apothekenabsatzmengen. Es gelten unsere AGB. Unsere Angebote sind freibleibend. Preisanpassungen, technische Änderungen, Material- oder Modelländerungen sowie Druckfehler und Irrtum behalten wir uns vor. Einzelpreise können aufgrund von Auf-/Abrundungen von Paket-/Displaypreisen abweichen. Ab einem Warenwert von 100,00 € liefern wir frei Haus.